

## Prüfungsprotokoll vorgegebene praktische Arbeit (VPA)

Qualifikationsverfahren  
Med. Praxisassistentin EFZ  
Med. Praxisassistent EFZ

### Pos. 1.2 Assistieren in der med. Sprechstunde und Durchführen von diagnostischen Massnahmen

Nullserie

Name/Vorname Kandidat/in		Name Expert/in 1	
Geburtsdatum		Unterschrift Expert/in 1	
Kand-Nr.		Name Expert/in 2	
Prüfungsdatum		Unterschrift Expert/in 2	
Beginn der Prüfung		Ende der Prüfung	

## Bewertung

### Bewertung während des Qualifikationsverfahrens

#### Globale Punktevergabe

vollständig erfüllt, immer gezeigt	3/6/9...
zum grösseren Teil erfüllt, mehrheitlich gezeigt	2/4/6...
unvollständig erfüllt, eher wenig gezeigt	1/2/3...
nicht erfüllt, nicht gezeigt	0

**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

LZ	Handlungskompetenzen / Beurteilungskriterien	Max. Punkte	Erreichte Punkte	Begründung / Punkteabzug
<b>HK 2.5 Vorschriften, Empfehlungen und betriebliche Standards der Hygiene, der Sicherheit und des Umweltschutzes einhalten</b>				
2.5.1	Hält die Standards der Hygiene und Sicherheit beim Aufräumen des Arbeitsplatzes ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korrekte Abfallentsorgung (entfernt zuerst alle spitzen Gegenstände)</li> <li>- Depot für gebrauchte Instrumente</li> </ul>	6		
2.5.2	Führt das Anrichten des Desinfektionsbades korrekt durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdünnung (2940 ml Wasser, 60 ml Lösung)</li> <li>- Beschriftung (Datum, Lösung, %, Einwirkzeit, ID)</li> <li>- Einwirkzeit eingehalten (Wecker gestellt)</li> </ul> <b>Hinweis:</b> Falsche Verdünnung: nicht erfüllt	6		
2.5.2	Legt die Instrumente korrekt ins Desinfektionsbad ein <ul style="list-style-type: none"> <li>- grobe Verschmutzung entfernt (nicht abgespült)</li> <li>- Scheren, Klemmen geöffnet</li> <li>- Instrumente vollständig mit Desinfektionslösung bedeckt</li> </ul>	3		
2.5.2	Entnahme aus dem Desinfektionsbad <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gutes abbürsten und abspülen mit Leitungswasser</li> <li>- Abspülen mit entionisiertem Wasser</li> <li>- Abtrocknen mit Einwegtüchern</li> </ul>	3		
2.5.1	Korrekte Verpackung der Instrumente <ul style="list-style-type: none"> <li>- Griffe auf der gleichen Seite</li> <li>- Indikator</li> <li>- Beschriftung des Sterilgutes (Datum, Verfall, ID, Inhalt, Chargennummer, Programm)</li> <li>- Protokoll vollständig ausgefüllt</li> </ul>	6		
Übertrag		24		

**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**

**Handlungskompetenzbereich B: Assistieren in der medizinischen Sprechstunde und Durchführen von diagnostischen Massnahmen**

<b>LZ MSSK</b>	<b>Handlungskompetenzen / Beurteilungskriterien</b>	<b>Max. Punkte</b>	<b>Erreichte Punkte</b>	<b>Begründung/Punkteabzug</b>
	Übertrag	24		
2.5.1	Erläutert die Bedienung des Sterilisators korrekt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richtige Programmwahl</li> <li>- Temperatur/Bar – Einheit</li> <li>- Kontrollen (Vakuumtest, Bowie-Dick oder Helix)</li> <li>- Instrumente werden richtig in den Sterilisator gelegt</li> </ul>	6		
2.5.3	Wendet die persönliche Hygiene an <ul style="list-style-type: none"> <li>- hält persönliche Hygiene (Haare, Schmuck, Schürze, Fingernägel) ein</li> </ul>	3		
2.5.4	Allgemeine korrekte Hygiene <ul style="list-style-type: none"> <li>- Händewaschen und Händedesinfektion vor Arbeitsbeginn und Händedesinfektion vor und nach jedem Arbeitsvorgang</li> <li>- Flächen- und Utensiliendesinfektion</li> </ul>	3		
	<b>Methoden-/Sozial-/Selbstkompetenzen</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geht strukturiert vor</li> <li>- gestaltet Zeitmanagement sinnvoll und erfolgreich</li> </ul>	3		
<b>Total Punkte - Pos.</b>		<b>39</b>		